

SKG

4356E
NECK MASSAGER



1. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a bekapcsológomb jelzőfénye kékről sárgára vált, amit egy „Alacsony akkumulátorszint” hangjelzés jelez.
Az USB-kábelt egy adapterhez csatlakoztathatja (kimeneti tartomány: 5V, 1-2A), amely megfelel a jelenlegi háztartási gépekre vonatkozó szabványoknak. A készüléket a számítógép USB-portjához is csatlakoztathatja a töltéshez. Töltés közben a bekapcsológomb sárgán villog, teljesen feltöltött állapotban pedig kéken. Az akkumulátor teljes feltöltése négy órát vesz igénybe, és ez három-négy órás üzemidőt biztosít.
2. Használat előtt először nedvesítse meg a nyaki gerinc bőrét egy nedves törülközővel, majd helyezze a készüléket a nyakára, helyezze az elektródát a bőr közelébe, kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a megfelelő intenzitást és masszázsmódot.

3. A „bekapcsoló” gomb hosszan tartó (két másodperces) megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket (amit a „Hi SKG, Daily mode” hangjelzés és a gomb háttérvilágítása erősít meg).
4. A készülék három üzemmóddal rendelkezik (Nappali mód, Rekreációs mód és Edzés mód).
Alapértelmezés szerint a Nappali mód (0) intenzitási szinttel van aktiválva. A " " gomb minden egyes megnyomása a következő módra vált. Minden módváltást hangjelzés jelez. Az üzemmódváltás után az intenzitási szint visszatér az alapértelmezett (0) szintre. A bekapcsolt készüléken a " " gomb hosszú (két másodperces) megnyomása kikapcsol, amit egy "Viszlát" hangjelzés jelez.
5. A "+" gomb növeli a készülék intenzitását. A gomb minden megnyomásakor a készülék magasabb szintre kapcsol, amit hangjelzés jelez. Az intenzitás 15 szintre van osztva (0, 1, 2... 14, Max). Amikor az intenzitás eléri a 14-es szintet, a "+" gomb megnyomására egy hallható "Max" hang hallható. A "+" gomb újbóli megnyomására ismét egy "Max" hang hallható az intenzitás megváltoztatása nélkül.
6. A „-” gombbal csökkenthető a készülék intenzitása. A gomb minden megnyomására a készülék alacsonyabb szintre kapcsol, amit hangjelzés jelez. Az intenzitás 15 szintre van osztva (14, 13, 12 ... 1, Min). Amikor az intenzitás elérte az 1-es szintet, a „-” gomb megnyomása hallható „Min” hangot ad. A „-” gomb újbóli megnyomása ismét „Min” hangot ad, az intenzitás megváltoztatása nélkül.
7. A „}}}}” gomb lehetővé teszi a fűtési funkció be- és kikapcsolását. A gomb megnyomásával aktiválódik a fűtési funkció, amit egy „Fűtés megkezdése” hangjelzés jelez.
A két elektróda körülbelül 37–43° °C-os hőmérsékletre melegszik fel. A gomb újbóli megnyomásával kikapcsol a fűtési funkció, amit egy „Fűtés leállítása” hangjelzés jelez.
8. A készülék 15 perc működés után automatikusan kikapcsol, amit egy „Viszlát” hangjelzés jelez. Ha a készülék be van kapcsolva, és a terméket nem használják megfelelően, vagy a fűtési és masszázsfunkciók nincsenek aktiválva, a termék 30 +/- 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol, amit egy „Viszlát” hangjelzés jelez.
9. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék „Alacsony töltöttség” hangjelzést ad. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a készülék megfelelő működéséhez, „Viszlát” hangjelzést ad, és automatikusan kikapcsol.

⚠ Figyelmeztetések és biztonsági előírások

Az alábbi személyeknek a termék használata előtt orvoshoz kell fordulniuk.

Ellenkező esetben a használat kellemetlenséget vagy balesetet okozhat:

1. Orvosi kezelés alatt álló és rossz közérzetű betegek
2. Szív- és idegrendszeri betegségekben szenvedők
3. 38°C feletti testhőmérséklet (láz) esetén
4. Fertőző betegségben szenvedők
5. Bőrzékelési zavarokkal vagy bőrproblémákkal küzdők
6. Gyógyszert szedő betegek
7. Rendellenes vérnyomással rendelkező személyek
8. Olyan személyek, akik nem képesek önállóan kifejezni akaratukat
9. Cukorbetegség miatti keringési zavarokból eredő érzékelési problémákkal küzdők
10. Rozsdamentes acél elektródára allergiás személyek

⚠ A készülék használata TILOS az alábbi esetekben:

1. Rosszindulatú daganatos betegek
2. Vérzésre hajlamos személyek
3. Terhes és szoptató nők
4. Akut gennyes gyulladás esetén
5. Pacemakerrel élő személyek
6. Fém implantátummal rendelkező betegek
7. A szív közelében történő használat

Használati korlátozások

- Ne használja a terméket a szív közelében, nyak, fej, száj, nemi szervek vagy bőrbetegségek felett, és ne masszírozza egyszerre mindkét talpát. Továbbá ne gyakoroljon nyomást a belső szervekre használat közben. Ezen ajánlás be nem tartása balesetekhez vagy kellemetlenségekhez vezethet.
- Ne használja ezt a terméket más orvostechikai eszközökkel, és ne használjon kettőnél több készletet ebből a termékből egyszerre. Ellenkező esetben hányingert vagy kellemetlenséget okozhat.
- Ne használja a készüléket a felhasználói kézikönyvben leírtaktól eltérő masszázs céljára. Ellenkező esetben baleset vagy meghibásodás fordulhat elő.
- Ne használjon hiányzó vagy sérült felületű elektródákat. Ellenkező esetben baleset vagy meghibásodás fordulhat elő.

- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül. Ellenkező esetben meghibásodást vagy áramütést okozhat.

Használatra vonatkozó ajánlások

- Ha a termék meghibásodása miatt kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ha bármilyen szokatlan érzést tapasztal a testén vagy a bőrén, forduljon orvoshoz, és kövesse az utasításait.
- Masszázs közben győződjön meg arról, hogy az elektróda mozgatása vagy másokra helyezése előtt ki van kapcsolva a tápellátás. Ellenkező esetben erős áramütés következhet be.
- Ne masszírozzon más elektronikus berendezés használata közben. Ellenkező esetben ez az elektronikus eszközök meghibásodását okozhatja (pl. helytelen idő a digitális órán).
- Hibás működés esetén azonnal vegye ki a készüléket, és húzza ki a tápellátásból. Ellenkező esetben a készülék nagyon felforrósodhat vagy rövidzárlatot okozhat, ami balesetet okozhat. Azonnal forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az USB töltőkábelt nedves kézzel. Ellenkező esetben ez áramütést vagy más balesetet okozhat. Ne engedje, hogy gyermekek vagy véleménynyilvánításra képtelen személyek használják a készüléket. Ez balesetet vagy fizikai kellemetlenséget okozhat. Ne használja a terméket nedves helyen, például fürdőszobában vagy fürdés közben. Ennek elmulasztása súlyos áramütést és a termék károsodását okozhatja.
- Kérjük, viselje helyesen a terméket. A nyaki gerincen való használatra készült, és szimmetrikusan kell viselni. Ellenkező esetben baleset vagy kellemetlenség léphet fel.
- Az USB töltőkábel termékből való leválasztásakor ne húzza a kábelt. Ellenkező esetben áramütést vagy a termék károsodását okozhatja.
- A masszírozó elektróda fűtőfunkcióval rendelkezik. A hőre nem érzékeny vagy túlzottan érzékeny felhasználók használat előtt konzultáljanak orvosukkal.
- A termék hosszú távú használata esetén a felület felforrósodik, ami normális.

- Ne használja a terméket ágyban. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat. Továbbá az elektróda a test más részeire mozdulhat el, és kellemetlenséget okozhat.
- Ne használja a terméket vezetés közben. Ellenkező esetben a túlzott stimuláció miatt kellemetlenséget okozhat, ami balesethez vezethet.
- Ne tartsa az elektródát hosszú ideig a test ugyanazon a részén. Ez bőrgyulladást okozhat. · Masszázs közben ne érintse az elektródát öv, nyaklánc stb. fém részeivel. Ez erős áramütést okozhat.
- Ne alkalmazza a terméket hosszú ideig (30 percnél tovább) ugyanazon a testrészen. Ez izomfáradtságot és kellemetlenséget okozhat a masszírozott területen.